

Specificity		インスリン ラットRTU タイプ	インスリン ラットTタイプ	インスリン ラットHタイプ	インスリン ラットSタイプ	インスリン ラットU-E タイプ	インスリン マウスRTU タイプ	インスリン マウスTタイプ	インスリン マウスHタイプ	インスリン マウスSタイプ	インスリン マウスUタイプ	インスリン イヌ	インスリン ブタ	インスリン サル	C-peptide ラット	C-peptide マウス	プロインスリン マウス/ラット
Rat	Insulin	100%	100%	100%	100%	100%	98%	99%	98%	98%	+	83%	83%	99%	-	-	-
	C-peptide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	89%	-
	Proinsulin	+	+	+	< 5%	+	+	+	+	< 5%	+	+	+	+	-	-	100%
Mouse	Insulin	100%	102%	102%	102%	102%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	102%	-	-	-
	C-peptide	N/T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92%	100%	-
	Proinsulin	N/T	N/T	N/T	N/T	+	+	N/T	N/T	< 5%	+	+	+	+	-	-	100%
Dog	Insulin	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100%	101%	+	N/T	N/T	N/T
	C-peptide	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	-	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T
	Proinsulin	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T
Porcine	Insulin	115%	120%	N/T	120%	120%	118%	120%	120%	118%	+	99%	100%	120%	-	-	N/T
	C-peptide	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	-	N/T	N/T	N/T	N/T
	Proinsulin	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	+	N/T	N/T	N/T	N/T
Monkey	Insulin	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	100%	N/T	N/T	N/T
	C-peptide	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	-	N/T	N/T	N/T
	Proinsulin	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	+	N/T	N/T	N/T
Human	Insulin	185%	185%	185%	185%	185%	185%	185%	185%	185%	+	155%	155%	+	-	-	-
	C-peptide	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	-	N/T	N/T	N/T	90%	85%	-
	Proinsulin	+	+	+	< 9%	+	N/T	+	+	< 9%	+	+	+	+	-	-	+
Bovine	Insulin	+	+	+	+	+	+	+	+	+	N/T	+	+	+	-	-	N/T
Rabbit	Insulin	180%	180%	180%	180%	180%	180%	180%	180%	180%	+	150%	150%	180%	N/T	N/T	N/T

+は交差性有り
-は交差性無し
N/T = Not tested