

2021年7月1日

お客様 各位

〒377-0007 群馬県渋川市石原 1062-1  
富士フイルムワコーシバヤギ株式会社  
管理部 松本 忠郎  
TEL:0279-25-0279  
e-mail: wksb-info@fujifilm.com

## レビス アルブミン-ウシ発色液(TMB)原料変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。平素は弊社製品をご愛顧いただきありがとうございますこと厚くお礼申し上げます。

さて、日頃よりご愛顧いただいております弊社「レビス アルブミン-ウシ」(AKRBS-018)について、下記の通り発色液(TMB)を変更しますのでご案内致します。この変更による性能への影響はございませんのでご安心ください。

今後とも弊社製品をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

謹白

### 記

対象製品 : レビス アルブミン-ウシ(AKRBS-018)

変更試薬 : 発色試薬 (TMB)

変更時期 : 2021.9月受注分から変更

ただし、在庫により前後する可能性がございますのでご了承ください。

※この変更によりペルオキシダーゼ結合抗アルブミン抗体の濃度が変わります。

各構成品は変更前のロットと混ぜて使用しないようにしてください。

以上