

抗 Der f II モノクローナル抗体 (15E11)

製品コード	: ABDF2-011
クローン No,	: 15E11
サブクラス	: マウス IgG1
特異性	: コナヒョウヒダニ(<i>Dermatophagoides farinase</i>)の Der f II 抗原を特異的に認識する。 ヤケヒョウヒダニ(<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i>)の Der p II に対し交差反応はみられない。
容量	: 100µg/本
形状	: 凍結乾燥品 (抗体濃度 400µg/ml を凍結乾燥したもの。 250µl の精製水で溶解すると、1%ラクトースを含む PBS 溶液となる。)
保管	: 2~8°C (復水した製品は必要に応じ適切な保存料を加え保存。凍結融解の繰り返しは不可)
ロット番号	: ABDF21-xxxx
注意	: 本品は研究用であり、診断用、治療用に使用しないでください。復水時に多少の濁りを生じることがあります。

製造元	: 株式会社 シバヤギ 〒377-0007 群馬県渋川市石原 1062-1 TEL.0279-25-0279 FAX.0279-23-0313 <E-mail>syc-info@shibayagi.co.jp <URL>http://www.shibayagi.co.jp
-----	--