

抗 Der f II モノクローナル抗体 (15E11)

シバヤギコード	ABDF2-011
和光コード	637-20271
クローン No.	15E11
サブクラス	マウス IgG1
特異性	コナヒョウヒダニ(<i>Dermatophagoides farinae</i>)の Der f II 抗原を特異的に認識する。 ヤケヒョウヒダニ(<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i>)の Der p II に対し交差反応はみられない。
容量	100 µg/本
形状	凍結乾燥品 抗体濃度 400 µg/mL を凍結乾燥したもの。250 µL の精製水で溶解すると、1%ラクトースを含む PBS 溶液となる。
保管	2~8 °C 復水した製品は必要に応じ適当な保存料を加え保存。凍結融解の繰り返しは不可
ロット番号	
注意	本品は研究用であり、診断用、治療用に使用しないでください。復水時に多少の濁りを生じることがあります。

【お問い合わせ先】

製造

富士フイルムワコーシバヤギ株式会社

〒377-0007 群馬県渋川市石原 1062-1 TEL.0279-25-0279 FAX.0279-23-0313

<E-mail>wksb-info@fujifilm.com <URL> <https://www.fujifilm.com/wksb/ja>

販売

富士フイルム 和光純薬株式会社