

## 抗 Der f II モノクローナル抗体 (13A4)

シバヤギコード	ABDF2-012
和光コード	634-20281
クローン No.	13A4
サブクラス	マウス IgG1
特異性	コナヒョウヒダニ( <i>Dermatophagoides farinae</i> )の Der f II 抗原を特異的に認識する。 ヤケヒョウヒダニ( <i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> )の Der p II に対しわずかに交差反応がみられる。
容量	100 µg/本
形状	凍結乾燥品 抗体濃度 400 µg/mL を凍結乾燥したもの。250 µL の精製水で溶解すると、1%ラクトースを含む PBS 溶液となる。
保管	2~8 °C 復水した製品は必要に応じ適当な保存料を加え保存。凍結融解の繰り返しは不可
ロット番号	
注意	本品は研究用であり、診断用、治療用に使用しないでください。復水時に多少の濁りを生じることがあります。

## 【お問い合わせ先】

製造

富士フイルムワコーシバヤギ株式会社

〒377-0007 群馬県渋川市石原 1062-1 TEL.0279-25-0279 FAX.0279-23-0313

<E-mail>wksb-info@fujifilm.com <URL> <https://www.fujifilm.com/wksb/ja>

販売

富士フイルム 和光純薬株式会社