

インスリン・GLP-1 ELISAキット お試しキャンペーン



レビス®インスリンELISAキット・GLP-1 ELISAキットワコー, 高感度品を初めてご購入いただくお客様にお試し価格にてご提供させていただきます。是非この機会にお試しください。

2019年11月5日～2019年12月27日 まで

インスリンELISAキット

■Tタイプ

ノーマルタイプの標準的なインスリンキット。

検量線範囲：0.156～10ng/mL

測定時間：3時間

検体量：10 μ L 検体：血清、血漿、培地※

■RTUタイプ

6濃度標準品、抗体溶液、POD・アビジン溶液が希釈済み。準備作業が楽なキット。

検量線範囲：100～12,000 pg/mL

測定時間：2時間50分

検体量：10 μ L 検体：血清、血漿、培地※

※培地中に妨害物質が含まれていないことを予めご確認後ご使用ください。

GLP-1 ELISAキット

■総GLP-1(活性型＋不活性型)が測定可能なキット

検量線範囲：0.94～30 pM

測定時間：4時間

検体量：10 μ L 検体：マウス・ラット血漿

50%
OFF

対象製品

品名	コードNo.	メーカー	容量	希望納入 価格(円)	キャンペーン 価格(円)
レビス® インスリン-マウス-T	634-01481	富士フイルムワコー シバヤギ	96回用	48,000	24,000
レビス® インスリン-マウス(RTU)	639-23911	富士フイルムワコー シバヤギ	96回用	55,000	27,500
レビス® インスリン-ラット-T	637-01471	富士フイルムワコー シバヤギ	96回用	45,000	22,500
レビス® インスリン-ラット(RTU)	636-24141	富士フイルムワコー シバヤギ	96回用	52,000	26,000
GLP-1 ELISAキットワコー, 高感度品	299-75501	富士フイルム和光純薬	96回用	75,000	37,500

お申込方法

お申込用紙に
必要事項を記入



弊社代理店 もしくは
弊社営業担当者へ

お申込フォーマット

お名前

(企業名 / 大学名)

(部署名 / 学部・学科名)

ご所属

ご連絡先

(TEL)

(FAX)

(E-mail)

代理店

ご希望製品

- レビス® インスリン-マウス-T レビス® インスリン-ラット-T
 レビス® インスリン-マウス(RTU) レビス® インスリン-ラット-(RTU)
 GLP-1 ELISAキットワコー, 高感度品

キャンペーンに関する注意事項

- 対象製品をはじめてご購入いただくお客様に限ります
- 期間中のお申込は、1研究室1キットのみとさせていただきます

- 掲載の製品は研究用試薬です。研究用試薬以外の目的には使用しないでください。
- 本キャンペーンは富士フイルム和光純薬(株)の代理店・特約店から購入した場合のみ適用されます。
- 希望納入価格、キャンペーン価格に消費税は含まれておりません。
- 当製品は冷暗所に保存の上、有効期限までにご使用ください。
- ご使用前に説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

[製造・発売元] 富士フイルムワコーシバヤギ株式会社

〒377-0007 群馬県渋川市石原1062番地1

TEL.0279-25-0279 FAX.0279-23-0313

〈URL〉<http://www.shibayagi.co.jp>

〈E-mail〉wksb-info@fujifilm.com

お問い合わせは

[販売元] 富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪府中央区道修町三丁目1番地2号

〈URL〉<https://labchem.wako-chem.co.jp> 〈E-mail〉ffwk-labchem-tec@fujifilm.com

フリーダイヤル0120-052-099 フリーファックス0120-052-806